



平成22年12月吉日

お客様各位

株式会社 タウンズ
取締役営業本部長
難波 靖治

研究用試薬「ラインジャッジFluA/pdm」新発売のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、「ラインジャッジFluA/pdm」を平成22年12月20日に発売させて頂くことになりました。

本品には、インフルエンザA/H1N1pdm2009ウイルスの核蛋白質に対して強い反応性を示し、A香港型(H3N2)及びAソ連型(H1N1)の核蛋白質に対してはほとんど反応性を示さない抗インフルエンザAウイルスモノクローナル抗体を使用し、標識物には視認性に優れた白金-金コロイドを用いています。

本品は、インフルエンザA/H1N1pdm2009ウイルス抗原を簡便、迅速に検出することを目的として開発された研究用試薬です。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

研究用試薬

カタログ番号	製品名	入り数	希望小売価格※	JANコード
LJFLP020	ラインジャッジFluA/pdm	5テスト	5,000円	4987815000202
<input type="checkbox"/> 測定原理：免疫クロマトグラフ法 <input type="checkbox"/> 使用目的：インフルエンザA/H1N1pdm2009ウイルス抗原の検出(研究用) <input type="checkbox"/> 有効期間：12ヶ月 (使用期限は、外装に記載してあります) <input type="checkbox"/> 貯蔵方法：2～30℃で保存 <input type="checkbox"/> 判定時間：15分 別売品:カタログ番号 MCICR010 製品名 クロマトリーダーDiaScan 10-T				

※ 希望小売価格は税抜き価格です。

《お問合せ先》

株式会社 タウンズ 営業本部

電話番号：055-929-0471

FAX番号：055-929-0472

住所：〒410-0005 静岡県沼津市双葉町9番12-2

アドレス：<http://www.tauns.co.jp/contact.php>