

お客様各位

「イムノエース®アデノ」製品仕様変更のお知らせ (判定時間が8分に変更になります。)

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます

さて、この度、弊社のアデノウイルスキット「イムノエース®アデノ」の判定時間(陰性判定)が15分から**8分**に変更になりますことをご案内申し上げます。

今回の変更によるカタログ番号、JANコード、価格の変更はありません。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

下記のLotより製品仕様が変更になります。(変更時期は、現行ロットの在庫がなくなり次第)

イムノエース®アデノ(5テスト)..... Lot番号：IA0525T1004 より変更

イムノエース®アデノ(30テスト)..... Lot番号：IA3025T1004 より変更

イムノエース®アデノ テストプレート(10テスト)..... Lot番号：IA1025T1003 より変更

【テストプレート、パッケージのデザイン変更点】

旧タイプ



テストプレート



新タイプ



判定時間の表記が、8分に変更になります。

パッケージ



注) 判定時間8分製品パッケージ・デザインには、「横倒厳禁」マークがありません。
パッケージ画像は、イムノエース®アデノ 5テストです。

※) 検体抽出液は本品の他に、イムノエース Flu及び、イムノエース RSVに共通使用が可能です。

検体	RSV	Flu	アデノ
鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液	○	○	○
咽頭ぬぐい液	×	○	○
鼻汁鼻かみ液	○	×	×
角結膜ぬぐい液	×	×	○

(○): 適用検体、(→): 共通使用