

お客様各位

## 「キャピリア®Flu A+B」販売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます

さて、この度、弊社のオリジナル・ブランドであります「キャピリア®Flu A+B」を2012年10月1日より弊社が販売する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

体外診断用医薬品

承認番号 21600AMZ00026000

発売日:2012年10月1日

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
CAFL1210	<b>キャピリア®Flu A+B</b>	10テスト	9,000円	4987815012106

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：鼻腔吸引液、鼻腔ぬぐい液、咽頭ぬぐい液及び鼻汁鼻かみ液中のインフルエンザAウイルス抗原及びインフルエンザBウイルス抗原の検出(インフルエンザウイルス感染の診断補助)
- 有効期間：21ヶ月
- 貯蔵方法：2～30℃で保存
- 保険点数：インフルエンザウイルス抗原定性 150点、区分D012-21
- 判定時間：15分

以上