

お客様各位

RSウイルスキット

## 「**イムノエース®RSV Neo**」新発売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます

さて、この度弊社では「**イムノエース®RSV Neo**」を2012年10月1日より新発売させていただき運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

発売日:2012年10月1日

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 22300AMX00487000

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
IARS0910	<b>イムノエース®RSV Neo</b>	10テスト	12,000円	4987815009106
IARS0920	<b>イムノエース®RSV Neo</b> 30テスト(輸送用スワブ付) <small>注1)</small>	30テスト	36,600円	4987815009205
IARS0930	<b>イムノエース®RSV Neo</b> テストプレート(10テスト) <small>注2)</small>	10テスト	8,000円	4987815009304

- 測定原理 : 免疫クロマトグラフ法
- 使用目的 : 鼻腔ぬぐい液又は鼻腔吸引液中のRSウイルス抗原の検出(RSウイルス感染症の診断の補助)
- 有効期間 : 18ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~30℃で保存
- 保険点数 : RSウイルス抗原定性 150点、区分D012-21  
以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。  
ア)入院中の患者、イ)乳児、ウ)パリビズマブ製剤の適用となる患者
- 判定時間 : 3~8分

注1) イムノエース®RSV Neo 30テスト(輸送用スワブ付)には、検体採取後のスワブを格納・輸送できる外装チューブに包装された鼻腔用スワブが付属しております。

注2) イムノエース®RSV Neo テストプレート(10テスト)は、テストプレートのみで、スワブ・検体抽出液・ノズルは付属しておりません。

### ■ 判定ラインが、ブラックラインでくっきり

ナノテクノロジー「白金-金コロイド」採用

### ■ 陽性は、3分から判定が可能(陰性判定は8分)

患者様の待機時間を減らし、診断の効率化を手助けします

### ■ 検体抽出液はイムノエースFlu、アデノ製品に共通使用が可能

1回の検体採取、1回の抽出操作で、イムノエース・シリーズ製品に滴下することができます

注)検体抽出液の共通使用については、各製品の添付文書に記載された使用方法に従ってください

以上



製造販売元

株式会社 **タウンス**

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1  
Tel:0558-76-8181  
[HP] <http://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ

【営業本部】  
〒410-0042 静岡県沼津市神田町6番26号  
Tel:055-929-0471 / Fax:055-929-0472

お客様専用フリーダイヤル ☎0120-048-489  
受付時間: 9:00~17:30(月~金 祝日も除く)