

お客様各位

イムノエース[®]シリーズ 陽性コントロール 新発売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、アデノウイルス、Strep A、マイコプラズマの陽性コントロールを、2019年2月8日（金曜）より発売することとなりました。

昨年のインフルエンザウイルス、RSウイルスに続くシリーズ商品となっております。

今後とも、お客様のご期待に応えるべく、より優れた製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 発売日：2019年2月8日（金曜）

■ 製品

カタログ番号	製品名	包装	JANコード
ACPC7102	陽性コントロール アデノ	1本	4987815071028
ACPC7104	陽性コントロール Strep A	1本	4987815071042
ACPC7105	陽性コントロール マイコプラズマ	1本	4987815071059

■ 価格・貯法・有効期間（上記3製品共通）

希望小売価格（税別）	貯法	有効期間
3,000円	2～8℃	12ヶ月（製造後）

以上

イムノエース® シリーズ 陽性コントロール 仕様一覧

<p>包装</p>	<p>【外装】 アルミ包装 (寸法) W:100mm X D:最大20mm X H:160mm 【内容物】 陽性コントロール ・ 取扱説明書</p>
	<p style="text-align: center;">写真 (例: アデノウイルス)</p>
<p style="text-align: center;">【外装】</p>	<p style="text-align: center;">【内容物】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="124 719 699 1637">  </div> <div data-bbox="906 719 1437 1176"> <p>≪ 陽性コントロール (バイアル瓶) ≫</p>  <p>※項目によって栓の色が異なります。 アデノ：オレンジ、Strep A：ピンク マイコプラズマ：黄</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>≪ 取扱説明書 ≫</p>  </div>
<p>性状・容量</p>	<p>凍結乾燥品 (1mL用) ※精製水で1mL溶解</p>
<p>主な注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・キット付属のスワブで採取した検体と同様に検査して下さい。 ・溶解当日中の使用となります。
<p>備考</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・陽性コントロールは、基本的に上記の仕様です。 ・※発売中のFluのみ、凍結乾燥品ではなく液状品(1mL)です。 ・hMPVについては、現在販売予定はございません。