

お客様各位

「イムノエースRSV」製品仕様変更のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。
この度、イムノエースRSVの製品仕様を下記の通り変更することになりました。

- 1.有効期間を15ヶ月から**18**ヶ月へ延長
- 2.テストストリップを一部改良し、テストプレートのデザインを一新
- 3.パッケージの配色デザインの変更
- 4.検体抽出液は本品の他に、イムノエース アデノ及び、イムノエース Fluに共通使用が可能

検体	RSV	Flu	アデノ
鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液	○	○	○
鼻汁鼻かみ液	○	×	×
咽頭ぬぐい液	×	○	○
角結膜ぬぐい液	×	×	○

今回の変更によるカタログ番号、JANコード、価格の変更はありません。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

Lot番号：IR100CT1005 より変更

旧タイプ



テストプレート



新タイプ



テストストリップのうすい緑色ラインが無くなりました。



アルミシール：緑色

抽出用容器/ノズル



アルミシール：銀色



W20.0cm×D7.0cm×H8.0cm

パッケージ



W20.0cm×D7.0cm×H8.0cm

緑色の色調が濃く、正面左下の「RSV」の印字がなくなりました。