

平成22年9月吉日

お客様各位

株式会社 タウンズ
取締役営業本部長
難波 靖治「鼻腔用BRスワブEN(輸送用)」新発売のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、スワブを格納・輸送できる外装チューブに包装された**鼻腔用BRスワブEN(輸送用)**を
平成22年10月4日に新発売することになりました。今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、
弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

一般医療機器 医科用巻綿子

製造販売届出番号 28B3X10006000013

カタログ番号	製品名	入り数	希望小売価格*	JANコード
IAFL0585	鼻腔用BRスワブEN(輸送用)(60本)	60本	7,800円(130円/本)	4987815005856

形状・構造:本品は、ナイロン軸の先端部にポリアミド製の繊維を取り付けたスワブであり、検体採取後のスワブを格納・輸送できる外装チューブに包装されています。

スワブ材質
綿球 : ポリアミド(淡黄色)
軸 : ナイロン(白色半透明)


スワブ寸法
全長 : 151 mm 軸最大直径 : 2.5 mm
綿球長 : 16 mm 綿球直径 : 2.5 mm

有効期間 : 3年


貯蔵方法 : 2~30°Cで保存

外観図

※外装チューブ包装状態(未開封)



※開封後のスワブと外装チューブ



※希望小売価格は税抜き価格です。

《お問合せ先》

株式会社 タウンズ 営業本部

電話番号: 055-929-0471

FAX番号: 055-929-0472

住所: 〒410-0005 静岡県沼津市双葉町9番12-2

アドレス: <http://www.tauns.co.jp/contact.php>