

平成22年9月吉日

お客様各位

株式会社 タウンズ
取締役営業本部長
難波 靖治

イムノエース Flu60テスト(輸送用スワブ付)新発売のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、鼻腔用BRスワブEN(輸送用)を付属したイムノエース Flu60テストの新包装を平成22年10月4日に発売させていただくことになりました。検体採取後のスワブをより清潔・安全に検査室へ搬送し、院内感染防止にお役立ていただければ幸甚でございます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

カタログ番号	製品名	入り数	希望小売価格※	JANコード
IAFL0530	イムノエース Flu60テスト(輸送用スワブ付)	60テスト	55,200円	4987815005306

測定原理：免疫クロマトグラフ法

使用目的：鼻腔吸引液、鼻腔ぬぐい液又は咽頭ぬぐい液中のインフルエンザAウイルス抗原及びインフルエンザBウイルス抗原の検出

有効期間：18ヶ月

貯蔵方法：2～30℃で保存

保険点数：インフルエンザウイルス抗原 150点 区分 D012「18」

判定時間：3分～8分

輸送用スワブ

※外装チューブ包装状態(未開封)



※開封後のスワブと外装チューブ



※ 希望小売価格は税抜き価格です。

《お問合せ先》

株式会社 タウンズ 営業本部

電話番号：055-929-0471

FAX番号：055-929-0472

住所：〒410-0005 静岡県沼津市双葉町9番12-2

アドレス：<http://www.tauns.co.jp/contact.php>