

お客様各位

「イムノエースRSV テストプレート」新発売のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、イムノエースシリーズ3製品(イムノエースFlu、イムノエースアデノ、イムノエースRSV)の検体抽出液を同一のものとし、それぞれ共通使用することを可能にいたしました。

つきましては、イムノエースRSVをイムノエースFlu及びイムノエースアデノとの同時測定の際に経済的なテストプレートのみの単品製品「イムノエースRSV テストプレート(5テスト)」を平成23年2月4日に発売させていただきます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

カタログ番号	製品名	入り数	希望小売価格※	JANコード
IARS0415	イムノエースRSV テストプレート	5テスト	4,000円	4987815004156

※ 希望小売価格は税抜き価格です。

- ☐ 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- ☐ 使用目的：鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は鼻汁鼻かみ液中のRSウイルス抗原の検出
- ☐ 有効期間：18ヶ月(使用期限は、外装に記載してあります)
- ☐ 貯蔵方法：2～30℃で保存
- ☐ 保険点数：感染症免疫学的検査 RSウイルス抗原 150点(入院患者のみ適用) 区分D012「18」
- ☐ 判定時間：3分～15分



W125mm × D70mm × H45mm

※本品はテストプレートのみで、スワブ、検体抽出液は付属していません。

※イムノエースFlu・イムノエースアデノ・イムノエースRSVの検体抽出液を使用します。

《お問合せ先》

株式会社 タウンズ 営業本部

電話番号：055-929-0471

FAX番号：055-929-0472

住所：〒410-0005 静岡県沼津市双葉町9番12-2

アドレス：<http://www.tauns.co.jp/contact.php>