

お客様各位

「イムノエースアデノ」製品仕様変更のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。

この度、イムノエース アデノの製品仕様を下記の通り変更することになりました。

- 1.抽出用容器/ノズルの形状を変更し、よりノズルが装着しやすくなりました。
- 2.パッケージデザインを変更し、サイズが小さくなりました。
- 3.検体抽出液は本品の他に、イムノエース Flu及び、イムノエース RSVに共通使用が可能になりました。

検 体	RSV	アデノ	Flu
鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液	○	○ ←	○ ←
鼻汁鼻かみ液	○	×	×
咽頭ぬぐい液	×	○ ←	○ ←
角結膜ぬぐい液	×	○	×

(○):適用検体、(←):共通使用

今回の変更によるカタログ番号、JANコード、価格の変更はありません。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

イムノエース アデノ(5テスト用)製品の仕様を、 Lot番号：IA0512T1001より変更
 イムノエース アデノ(30テスト用)製品の仕様を、 Lot番号：IA3012T1001より変更

旧タイプ



抽出用容器/ノズル



新タイプ



アルミシール : 銀色



W202mm×D65mm×H94mm

イムノエース アデノ(5テスト用)
パッケージ



W205mm×D54mm×H80mm



W255mm×D125mm×H130mm

イムノエース アデノ(30テスト用)
パッケージ



W205mm×D200mm×H80mm

以上