

お客様各位

「イムノエースFlu10テスト」製品仕様変更のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。

この度、イムノエースFlu10テストの抽出用容器/ノズルとパッケージデザインを下記の通り変更することに致しました。

今回の変更によるカタログ番号、JANコード、価格の変更はありません。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

イムノエースFlu10テストの製品仕様を

Lot番号：IF1011T1001 より変更

旧タイプ



抽出用容器 : 青色
ノズル : 青色

抽出用容器/ノズル



新タイプ



アルミシール : 銀色
ノズル : 無色

※アルミシールが剥がし易い
※ノズルがスクリューキャップになり、かぶせて90度回すだけで簡単に清潔に装着できます
(検体飛散防止可能)

※本仕様変更より、検体抽出液はイムノエース Flu、イムノエース アデノ及び、イムノエース RSVで共通して使用可能です。

検体	RSV	Flu	アデノ
鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液	○ ←	○ ←	○
咽頭ぬぐい液	×	○ ←	○
鼻汁鼻かみ液	○	×	×
角結膜ぬぐい液	×	×	○

(○):適用検体、(←):共通使用



パッケージサイズ : W250mm×D70mm×H95mm



パッケージサイズ : W205mm×D70mm×H80mm
パッケージサイズが小さくなりました。

製造販売元
株式会社 タウンズ

〒410-0005 静岡県沼津市双葉町9番12-2号
Tel:055-929-0471 Fax:055-929-0472
[HP] <http://www.tauns.co.jp/>

TOTAL ASSISTANCE FOR YOUR NEED & SEEDS