



平成23年8月吉日
株式会社タウンズ
営業本部

お客様各位

マイコバクテリウム抗体キット『キャピリア[®]MAC 抗体 ELISA』の新発売のご案内

謹啓 平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
また、この度の東日本大震災により尊いお命を亡くされた方々のご冥福を、心からお祈りするとともに、被災された方々やご家族はじめ、関係する皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。

さて、このたび、弊社では、抗 GPL-core IgA 抗体の検出による MAC 感染症の診断キット『キャピリア[®]MAC 抗体 ELISA』を新発売させていただきますので、ご案内申し上げます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた製品をご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

謹白

【発 売 日】 2011年8月22日(月)

-体外診断用医薬品-
承認番号 22200AMZ00008000

カタログ番号 JANコード	製品名	包装単位	希望小売価格 [※]
CAMC8100 4987815081003	キャピリア [®] MAC 抗体 ELISA	96回測定用	98,000円
<input type="checkbox"/> 測定原理 : マイクロプレートを固相としたサンドイッチ EIA 法 <input type="checkbox"/> 使用目的 : 血清中の抗 GPL core IgA 抗体の検出 <input type="checkbox"/> 有効期間 : 12ヶ月 <input type="checkbox"/> 貯蔵方法 : 2~8℃ <input type="checkbox"/> 保険点数 : 抗抗酸菌抗体価120点 区分 D012「15」 <input type="checkbox"/> 反応時間 : 1次反応 60分/2次反応 60分/発色 20分 別売品 『キャピリア MAC 抗体 ELISA 用標準抗体液』 0.25mL 用 5濃度 各1本 カタログ番号 : CAMC8190 J A N コード : 4987815081904 希望小売価格 : 6,000円 有効期間 : 12ヶ月 貯蔵方法 : 2~8℃			

※希望小売価格は税抜きです。

《お問い合わせ先》

株式会社 タウンズ 営業本部

電話番号 : 055-929-0471

FAX番号 : 055-929-0472

問い合わせフォーム : <http://www.tauns.co.jp/contact.php>

〒410-0005 静岡県沼津市双葉町9番12-2