



平成23年9月吉日
株式会社タウンス
営業本部

お客様各位

「キャピリア® VT」製品仕様 変更のお知らせ

謹啓 平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、キャピリアVTの製品仕様/テストプレート・デザインを一新致しましたことをお知らせします。

<変更点>

- ① 本品の仕様変更にとまひ、試料滴下量が100μL→90μLに変更になりました。
- ② テストプレート上に「判定時間15分」と試料滴下量の「90μL」を印字し、よりわかりやすく致しました。

今回の変更によるカタログ番号、JANコード、価格の変更はありません。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

謹白

下記のLotより変更になります。

キャピリアVT 5テスト : Lot.VT0518T1004
キャピリアVT 160テスト : Lot.VTA618T1004


旧タイプ



新タイプ



製品には、下の「お知らせ」用紙を同梱しております。



製造販売元

株式会社 **タウンス**

〒410-0005 静岡県沼津市双葉町9番12-2号
Tel:055-929-0471 Fax:055-929-0472
[HP] <http://www.tauns.co.jp/>

TOTAL ASSISTANCE FOR YOUR NEED & SEEDS