



平成23年12月吉日
株式会社タウンズ
営業本部

お客様各位

「イムノエースFlu」 付属品の鼻腔用スワブの製品名/材質変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、弊社のイムノエースFlu付属品の鼻腔用スワブの製品名/軸材質を変更致しましたのでお知らせ致します。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キット製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

謹 白

下記のLot.より変更になります。

IAFL0510：イムノエースFlu（10） Lot. IF101BT1041

IAFL0520：イムノエースFlu（60） Lot. IF601CT1011

変更内容

- イムノエースFlu付属品の鼻腔用スワブの材質とスワブ製造元の社名変更

変更前

製品名：鼻腔用BRスワブ
軸材質：ポリスチレン
折り目：あり



折り目あり



スワブ製造元：

microRheologics s.r.l

変更後

製品名：鼻腔用BRスワブEN
軸材質：ナイロン
折り目：なし



折り目なし



スワブ製造元：

COPAN FLOCK TECHNOLOGIES s.r.l