



平成24年2月吉日
株式会社タウンズ
営業本部

お客様各位

「キャピリア® アデノ」販売終了のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、永年にわたり販売してまいりました「**キャピリア® アデノ**」ですが、現在庫をもちまして販売終了させていただき運びとなりましたのでご案内申し上げます。

販売終了に伴うご不便など、大変申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお後継品といたしましては、感度・特異性、操作性に優れ、既に多くの先生方から高い評価を頂いております「**イムノエースアデノ**」を、宜しくお願い申し上げます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キット製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

謹 白

販売終了品

カタログ番号	製品名	入り数	希望小売価格(税別)	JANコード
CAAD0710	キャピリア® アデノ	5テスト	8,500円	4987815007102

後継品

カタログ番号	製品名	入り数	希望小売価格(税別)	JANコード
IAAD0330	イムノエースアデノ	5テスト	8,500円	4987815003302
IAAD0340		30テスト	51,000円	4987815003401

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は角結膜ぬぐい液中のアデノウイルス抗原の検出
- 保険適用：アデノウイルス抗原（区分D012-23） 210点 ※免疫学的検査判断料 144点
- 有効期限：18ヶ月
- 貯蔵方法：2～30℃
- 判定時間：3分～15分

特徴比較

名称	イムノエースアデノ	キャピリア® アデノ
テストプレート形状		
標識抗体	白金-金コロイド標識抗体	金コロイド標識抗体
反応ライン色	黒色	赤紫色
最小検出感度	5×10 ² ウイルス粒子/テスト	1×10 ³ ウイルス粒子/テスト
有効期間	18ヶ月	13ヶ月
抽出液	小分け分注	小分け分注なし

製造販売元
株式会社 タウンズ

〒410-0005 静岡県沼津市双葉町9番12-2号
Tel:055-929-0471 Fax:055-929-0472
[HP] <http://www.tauns.co.jp/>