

お客様各位

## 「キャピリア® TB-Neo」新発売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、マイコバクテリウム抗原キット「キャピリア® TB-Neo」を2012年6月15日より新発売させていただき運びとなりましたのでご案内申し上げます。尚、現在販売中の「キャピリア® TB」も継続して併売させていただきます。

今後とも、先生方のご期待にお応えすべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

発売日:2012年6月15日

承認番号 21700AMZ00801000

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
CATB0810	キャピリア® TB-Neo	10テスト	29,000円	4987815008109
CATB0820		100テスト	237,500円	4987815008208

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：抗酸菌培養用培地で培養した培養物の懸濁液、又は培養液中のマイコバクテリウム抗原の検出（結核の診断の補助）
- 有効期間：21ヶ月
- 貯蔵方法：2～30℃で保存
- 保険点数：結核菌群抗原定性 300点、区分D12-35
- 判定時間：15分

別売品「キャピリア® TB-Neo抽出用緩衝液 20mL」

カタログ番号：CATB0880、JANコード：4987815008802

希望小売価格(税別)：1,500円



- 有効期間は21ヶ月です。
- テストプレートに患者様IDを記入できます。

参考データ

### 本品とキャピリアTBの比較

#### ■Mycobacterium marinumとの反応性

		本品	キャピリアTB
M.marinum (McF No.1 相当濃度)	ATCC 11564	-	+
	ATCC BAA535	-	+
	ATCC 927	-	+
	ATCC 11565	-	+

#### ■Staphylococcus aureusとの反応性

		本品	キャピリアTB
Staphylococcus aureus (McF No.1相当濃度)	ATCC株	-	-
	JCM株	-	+

以上