

お客様各位

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット

「**イムノエース[®] Strep A**」新発売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社ではA群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット「**イムノエース[®] Strep A**」を2013年3月6日より発売させていただく運びとなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

発売日:2013年3月6日

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 22400AMX01372000

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
IAST1110	イムノエース[®] Strep A	10テスト	9,000円	4987815011109

- ☐ 測定原理 : 免疫クロマトグラフ法
- ☐ 使用目的 : 咽頭ぬぐい液中のA群β溶連菌抗原の検出(A群溶連菌感染症の診断の補助)
- ☐ 有効期間 : 12ヶ月
- ☐ 貯蔵方法 : 2~30℃で保存
- ☐ 保険点数 : A群β溶連菌迅速試験定性 140点、区分D012-19
(免疫学的検査判断料 144点)
- ☐ 判定時間 : 5分

■ ブラックラインでくっきり判定

ナノテクノロジー「白金-金コロイド」採用

■ 簡便な操作性

1液分注済みにより作業効率の向上

■ 判定は5分で可能

患者様の待機時間を減らし、診断の効率化を手助けします

以上