

お客様各位

平成25年7月吉日

株式会社タウンズ
営業本部

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット

「**イムノエース[®] Strep A**」の有効期間延長のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

この度、弊社のA群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット「**イムノエース[®] Strep A**」につきまして、有効期間を12ヶ月から**18ヶ月**に延長いたしましたのでご案内申し上げます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

Lot. IS1037T2014 より有効期間が18ヶ月に変更になります。

※流通事情により変更した製品がお手もとに届くまでに多少日数がかかると存じますが、何卒ご了承くださいませようお願いいたします。

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 22400AMX01372000

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
IAST1110	イムノエース[®] Strep A	10テスト	9,000円	4987815011109
<input type="checkbox"/> 測定原理 : 免疫クロマトグラフ法 <input type="checkbox"/> 使用目的 : 咽頭ぬぐい液中のA群β溶連菌抗原の検出(A群溶連菌感染症の診断の補助) <input type="checkbox"/> 有効期間 : 18ヶ月 <input type="checkbox"/> 貯蔵方法 : 2~30℃で保存 <input type="checkbox"/> 保険点数 : A群β溶連菌迅速試験定性 140点、区分D012-19 (免疫学的検査判断料 144点) <input type="checkbox"/> 判定時間 : 5分				

■ ブラックラインでくっきり判定

ナノテクノロジー「白金-金コロイド」採用

■ 簡便な操作性

1液分注済みにより作業効率の向上

■ 判定は5分で可能

患者様の待機時間を減らし、診断の効率化を手助けします

以上



製造販売元

株式会社 **タウンズ**

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1

Tel:0558-76-8181

[HP] <http://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ

【営業本部】

〒410-0042 静岡県沼津市神田町6番26号

Tel:055-929-0471 / Fax:055-929-0472

お客様専用
フリーダイヤル **0120-048-489**

受付時間 / 9:00~17:30(月~金 祝日を除く)

SI130703AC