

平成25年7月吉日

お客様各位

株式会社タウンズ  
営業本部

アデノウイルスキット  
「**イムノエースアデノ**10テスト」新発売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

この度、弊社では本製品の**有効期間延長**(18ヶ月⇒**24ヶ月**)に合わせて「**イムノエースアデノ**10テスト」を2013年7月31日より新発売させていただく運びとなりましたのでご案内申し上げます。

尚、現在販売しております「**イムノエースアデノ**5テスト」につきましては、在庫限りで**販売終了**とさせていただきます。

販売終了に伴ってご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

発売日:2013年7月31日

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 22000AMX01629000

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
IAAD0350	<b>イムノエースアデノ</b> 10テスト	10テスト	17,000円	4987815003500

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は角結膜ぬぐい液中のアデノウイルス抗原の検出  
(アデノウイルス感染症の診断の補助)
- 有効期間：24ヶ月(使用期限は、外装に記載してあります)
- 貯蔵方法：2～30℃で保存
- 保険点数：アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)  
210点、区分D012-27
- 判定時間：3分～8分
- 元箱(C/S)：30箱

※1.「**イムノエースアデノ**10テスト」、  
「**イムノエースアデノ**30テスト」の検体抽出液の容器・  
ノズルは、「**イムノエースFlu**」、「**イムノエースRSV Neo**」  
と同じ形状のものになります。

W:251mm × D:88mm × H:69mm



製造販売元

株式会社 **タウンズ**

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1  
Tel:0558-76-8181  
[HP] <http://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ

【営業本部】  
〒410-0042 静岡県沼津市神田町6番26号  
Tel:055-929-0471 / Fax:055-929-0472

お客様専用  
フリーダイヤル ☎0120-048-489  
受付時間/9:00～17:30(月～金 祝日を除く)

以上

SI130707AC