

お客様各位

「キャピリア® TB」販売終了と後継品のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、永年にわたり販売してまいりましたマイコバクテリウム抗原キット「キャピリア® TB」ですが、現在庫をもちまして販売終了させていただき運びとなりましたのでご案内申し上げます。尚、後継品と致しましては、現在併売中の「キャピリア® TB-Neo」になりますので宜しくお願い致します。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

販売終了

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
CATB0610	キャピリア® TB	10テスト	29,000円	4987815006105
CATB0620		100テスト	237,500円	4987815006204

販売終了(別売品)

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
CATB0680	キャピリア® TB 抽出用緩衝液20mL	1本	1,500円	4987815006808

後継品

承認番号 21700AMZ00801000

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
CATB0810	キャピリア® TB-Neo	10テスト	29,000円	4987815008109
CATB0820		100テスト	237,500円	4987815008208

測定原理：免疫クロマトグラフ法

使用目的：抗酸菌培養用培地で培養した培養物の懸濁液、又は培養液中のマイコバクテリウム抗原の検出(結核の診断の補助)

有効期間：21ヶ月

貯蔵方法：2~30℃で保存

保険点数：結核菌群抗原定性 300点、区分D12-35

判定時間：15分



有効期間は21ヶ月です。

テストプレートに患者様IDを記入できます。

後継品(別売品)

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
CATB0880	キャピリア® TB-Neo 抽出用緩衝液20mL	1本	1,500円	4987815008802

以上