



平成26年1月吉日
株式会社タウンス
営業本部

お客様各位

アデノウイルスキット

「イムノエース[®]アデノ 30テスト(輸送用スワブ付)」の新発売のご案内

拝啓 新春の候、先生方におかれましては時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、咽頭用BRスワブE(輸送用)を付属した**イムノエース[®]アデノ 30テスト**の新包装を2014年2月10日に発売させていただくことになりました。検体採取後のスワブをより清潔・安全に検査室へ搬送し、院内感染防止にお役立ていただければ幸甚でございます。



今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットをご提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

発売日：2014年2月10日

体外診断用医薬品
製造販売承認番号 22000AMX01629000

カタログ番号	製品名	入り数	希望小売価格 (税抜)	JANコード
IAAD0360	イムノエース[®]アデノ 30テスト(輸送用スワブ付)	30テスト	52,500円	4987815003609
<input type="checkbox"/> 測定原理：免疫クロマトグラフ法 <input type="checkbox"/> 使用目的：咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は角結膜ぬぐい液中のアデノウイルス抗原の検出 (アデノウイルス感染症の診断の補助) <input type="checkbox"/> 有効期間：24ヶ月 <input type="checkbox"/> 貯蔵方法：2～30℃で保存 <input type="checkbox"/> 保険点数：免疫学的検査 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く) 210点 区分 D012-27 <input type="checkbox"/> 判定時間：3分～8分 <input type="checkbox"/> 付属スワブ：咽頭用BRスワブE(輸送用) ※外装チューブ包装状態(未開封)  <p>注意)本品に付属しているスワブは咽頭からの検体採取用ですので、咽頭用以外には使用しないで下さい。 角結膜ぬぐい液を採取する際は、別売りの「咽頭用滅菌綿棒(カタログ番号:IAFL0582)」をご使用下さい。 鼻腔ぬぐい液を採取する際は、別売りの「鼻腔用滅菌綿棒(カタログ番号IAAD0381)」をご使用下さい。</p> <input type="checkbox"/> 化粧箱：D:187mm × W:232mm × H:93mm 				

以上