

お客様各位

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット
「**イムノエース Strep A 10テスト**」 付属品仕様変更のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。
さてこの度、「**イムノエース Strep A 10テスト**」に付属しております試薬及びスワブを下記の通り変更させて頂くこととなりましたのでご案内申し上げます。
今後とも、先生方のご期待に答えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

イムノエースStrep Aの製品仕様は、Lot番号 IS1048T2020（2014年8月4日弊社通常出荷分）より変更致します。

カタログ番号	製品名	入り数	希望小売価格 (税抜)	JANコード
IAST1110	イムノエース Strep A	10テスト	9,000円	4987815011109

＜変更点＞



- 【試薬1】 無色であったものを薄いピンク色に変更します
※ 入れ忘れを防ぐために試薬2を滴下するとピンク色から淡黄色へ変色します



- 【スワブ】 綿球タイプから使いやすい植毛タイプに変更します

【旧スワブ】

【新スワブ】



＜近日発売予定品＞ 発売日が決まり次第、ご連絡致します

カタログ番号：IAST1120、製品名：イムノエースStrep A30テスト（輸送用スワブ付）、入数：30テスト
JANコード：4987815011208、希望小売価格（税抜）：27,600円

カタログ番号：ACSW7006、製品名：咽頭用BRスワブE 50本、入数：50本
JANコード：4987815070069、希望小売価格（税抜）：5,500円
※イムノエースStrep A付属となったスワブです

以上