



平成26年8月吉日
株式会社タウンス
販売管理部

お客様各位

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット
「**イムノエース[®] Strep A 30テスト(輸送用スワブ付)**」の新発売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さてこの度、咽頭用BRスワブE(輸送用)を付属した**イムノエース[®] Strep A 30テスト**の新包装を2014年9月17日に発売させていただくことになりました。検体採取後のスワブをより清潔・安全に検査室へ搬送し、院内感染防止にお役立ていただければ幸甚でございます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

発売日：2014年9月17日

体外診断用医薬品
製造販売承認番号 22400AMX01372000

カタログ番号	製品名	入り数	希望小売価格 (税抜)	JANコード
IAST1120	イムノエース[®] Strep A 30テスト(輸送用スワブ付)	30テスト	27,600円	4987815011208

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：咽頭ぬぐい液中のA群β溶連菌抗原の検出
(A群溶連菌感染症の診断の補助)
- 有効期間：18ヶ月
- 貯蔵方法：2～30℃で保存
- 保険点数：A群β溶連菌迅速試験定性 136点 区分 D012 22
- 判定時間：5分
- 付属スワブ：咽頭用BRスワブE(輸送用)
※外装チューブ包装状態(未開封)



注意)本品に付属しているスワブは咽頭からの検体採取用ですので、咽頭用以外には使用しないで下さい。

化粧箱：D:187mm × W:232mm × H:93mm

以上