

お客様各位

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット 「**イムノエース Strep A**」仕様変更のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。
さて、この度「**イムノエース Strep A**」の10テスト包装と30テスト(輸送用スワブ付)包装の2製品を下記のとおり仕様変更致しますことをお知らせします。
今回の変更によるカタログ番号、JANコード・価格の変更はございません。
今後とも、代理店様並びにお客様のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

イムノエースStrep Aの製品仕様は、それぞれ以下のLot番号より変更致します。

- ・ IAST1110 イムノエースStrep A 10テスト : Lot. IS1056T2016
 - ・ IAST1120 イムノエースStrep A 30テスト(輸送用スワブ付) : Lot. TS3056T2004
- ※2015年7月中旬を出荷予定時期としておりますが、流通事情により若干の差異が生じる場合がございます。ご了承下さいますようお願い致します。

【変更点】 製品には以下の内容のお知らせを同梱しております。

旧タイプ	仕様	新タイプ
	【ハウジング】	
 W251mm X D88mm X H69mm	10テスト包装 【化粧箱】	 W242mm X D88mm X H69mm
 W232mm X D187mm X H93mm	※化粧箱のサイズ変更による元箱(ダンボール)の入り数の変更はありません。 30テスト(輸送用スワブ付)包装	 W223mm X D187mm X H93mm
	【試薬1容器・ノズル】 試薬2の添加忘れ防止の為アルミシールに添加滴数を印字 ※1・※2・※3	 オーバーキャップ採用

- ※1 試薬1容器変更の為、紙製スタンドのサイズが変わります。
- ※2 旧タイプ、新タイプでの試薬1の成分の変更はございません。
- ※3 旧タイプ、新タイプの容器とノズルは、形状が異なりますので、組み合わせて装着することはできません。

以上