



平成27年11月吉日
株式会社タウンス
販売管理部

お客様各位

マイコプラズマ抗原キット
「**イムノエース[®]マイコプラズマ**」新発売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度、マイコプラズマ抗原キット「**イムノエース[®]マイコプラズマ**」の10テスト包装を2015年11月24日(火)より、咽頭・角結膜用BRスワブE(輸送用)を付属した10テスト(輸送用スワブ付)包装を12月24日(木)より発売させて頂く運びとなりましたのでお知らせ致します。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

受注開始日：2015年11月10日

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 22700EZ X00016000

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格(税別)	JANコード
IAMP1510	イムノエース[®]マイコプラズマ 10テスト	10テスト	15,000円	4987815015107
<p> <input type="checkbox"/> 測定原理 : 免疫クロマトグラフ法 <input type="checkbox"/> 使用目的 : 咽頭ぬぐい液中のマイコプラズマニューモニア抗原の検出 <input type="checkbox"/> 有効期間 : 18ヶ月(製造後) <input type="checkbox"/> 貯蔵方法 : 2~30℃で保存 <input type="checkbox"/> 保険点数 : マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法) 150点 区分 D012 27 <input type="checkbox"/> 判定時間 : 5分~15分 <input type="checkbox"/> 付属スワブ : 咽頭・角結膜用BRスワブE <input type="checkbox"/> 化粧箱 : D:88mm × W:242mm × H:69mm </p> <p>※ 抽出液は、他のイムノエースシリーズ(Flu、アデノ、RSV Neo、Strep A)と共通使用することはできません。 ※ 付属のノズルは、他のイムノエースシリーズ(Flu、アデノ、RSV Neo、Strep A)と共通品です。</p>				
IAMP1520	イムノエース[®]マイコプラズマ 10テスト(輸送用スワブ付)	10テスト	15,200円	4987815015206
<p> <input type="checkbox"/> 付属スワブ : 咽頭・角結膜用BRスワブE(輸送用) ※外装チューブ包装状態(未開封) </p> <p> <input type="checkbox"/> 化粧箱 : D:88mm × W:242mm × H:69mm </p>				



以上