

お客様各位

ヒトメタニューモウイルスキット
「**イムノエース[®]hMPV**」製品改良及び仕様変更のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さてこの度、「**イムノエース[®]hMPV**」の最終判定時間を8分から**5分**へ製品改良しましたのでお知らせ致します。

また、5テスト包装、10テスト(輸送用スワブ付)包装、テストプレート5テスト包装の3製品は裏面の通り仕様変更しております。

今回の改良によるカタログ番号・JANコード・価格・有効期間の変更はございません。

今後とも、お客様のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

下記のロット番号より変更致します。











製品コード・製品名	ロット番号 (有効期限)	出荷予定時期
IAHM1610 イムノエース hMPV 5テスト	IH059AT2001 (2021年 4月)	2019年 3月中旬
IAHM1620 イムノエース hMPV 10テスト (輸送用スワブ付)	TH109AT2001 (2021年 4月)	2019年 3月上旬
IAHM1630 イムノエース hMPV テストプレート 5テスト	IHP59AT2001 (2021年 4月)	2019年 3月中旬

※流通事情により若干の差異が生じる場合がございます。ご了承下さいますようお願い致します。
製品には、以下の「お知らせ」用紙を同梱しております。



以上

ヒトメタニューモウイルスキット
「免疫エス hMPV」 仕様変更

旧タイプ	仕様	新タイプ
 <p>hMPV 判定時間8分 (8min.) C T ID × 3</p>	【テストプレート】	 <p>hMPV 判定時間5分 (5min.) C T ID × 3</p>
 <p>株式会社 タウンズ 免疫エス hMPV 操作方法</p> <p>■検体採取 ぬぐい棒 ■検体溶解 ■検料滴下 ■判定</p> <p>専用紙</p>	【操作ガイド】	<p>≪ 5テスト包装 ≫</p>  <p>※ 10テスト(輸送用スワブ付)包装も同様の仕様です。 化粧箱のフタ(内側)の部分への印刷</p>
 <p>hMPV ヒトメタニューモウイルスキット 免疫エス hMPV ImmunoAce hMPV 5テスト</p> <p>W242mm X D69mm X H69mm</p>	【化粧箱】 ※ 5テスト包装	 <p>hMPV ヒトメタニューモウイルスキット 免疫エス hMPV ImmunoAce hMPV 5テスト</p> <p>サイズ変更なし</p>
 <p>hMPV ヒトメタニューモウイルスキット 免疫エス hMPV ImmunoAce hMPV 10テスト(輸送用スワブ付)</p> <p>W242mm X D88mm X H69mm</p>	10テスト (輸送用スワブ付) 包装	 <p>hMPV ヒトメタニューモウイルスキット 免疫エス hMPV ImmunoAce hMPV 10テスト(輸送用スワブ付)</p> <p>サイズ変更なし</p>
 <p>hMPV ヒトメタニューモウイルスキット 免疫エス hMPV ImmunoAce hMPV テストプレート 5テスト</p> <p>W125mm X D70mm X H45mm</p>	テストプレート 5テスト包装	 <p>hMPV ヒトメタニューモウイルスキット 免疫エス hMPV ImmunoAce hMPV テストプレート 5テスト</p> <p>サイズ変更なし</p>

※ 化粧箱のサイズ変更・C/S(元箱)入り数の変更はありません。

5テスト包装：36箱、10テスト(輸送用スワブ付)包装：20箱、テストプレート包装：設定なし