

お客様各位

インフルエンザウイルスキット/RSウイルスキット
「**イムノエース[®]Flu/RSV**」新発売のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さてこの度、インフルエンザウイルスキット/RSウイルスキット「**イムノエース[®]Flu/RSV**」を2020年2月27日(木曜)より発売させていただき運びとなりましたのでお知らせ致します。

今後も、より優れた製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

受注開始日：2020年 2月 20日(木曜)

体外診断用医薬品





製造販売承認番号 22400AMX00676000

カタログ番号 (JANコード)	製品名	包装	希望小売価格 (税別)
IAFR1010 (4987815010102)	イムノエース[®]Flu/RSV 10テスト	10テスト	14,000 円
IAFR1020 (4987815010201)	イムノエース[®]Flu/RSV 10テスト(輸送用スワブ付)	10テスト	14,200 円

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
 - 使用目的：鼻腔ぬぐい液又は鼻腔吸引液中のA型及びB型インフルエンザウイルス及び / 又はRSウイルス抗原の検出(インフルエンザウイルス及び / 又はRSウイルス感染の診断の補助)
 - 有効期間：27ヶ月(製造後)
 - 貯蔵方法：2℃～30℃で保存
 - 保険点数：インフルエンザウイルス抗原定性 143点 [区分：D012 23]
(発症後48時間以内に実施した場合に限る。)
RSウイルス抗原定性 142点 [区分：D012 22]
(入院中の患者・1歳未満の乳児・パリビズマブ製剤の適用となる患者のいずれかに該当する場合に適用する。)
(2018年4月1日より適用)
 - 判定時間：3分～5分
 - 付属スワブ：[10テスト] 鼻腔用BRスワブEN
[10テスト(輸送用スワブ付)] 鼻腔用BRスワブEN(輸送用)
 - 化粧箱：[W]286mm × [D]84mm × [H]67.5mm ※2品番とも
- 検体抽出液とノズルは、イムノエース(Flu、アデノ、RSV Neo、hMPV)と共通使用が可能です。

以上

インフルエンザウイルスキット／RSウイルスキット
「イムノエース[®]Flu/RSV」仕様

仕様	実物画像
<p>【テストプレート】</p>	<p>[RSウイルス抗原陰性・A型インフルエンザウイルス抗原陽性例]</p>  <p>[RSウイルス抗原陽性・インフルエンザウイルス抗原陰性例]</p>  <p>W:122mm</p>
<p>【化粧箱】</p> <p>上：10テスト包装</p> <p>下：10テスト (輸送用スワブ付) 包装</p>	 <p>W:286mm X D:84mm X H:67.5mm</p> <hr/>  <p>W:286mm X D:84mm X H:67.5mm</p>

- スワブ・検体抽出液・ノズルの仕様は、「イムノエース Flu」及び「イムノエース RSV Neo」と同様です。
- 他のイムノエースシリーズ10テスト包装の化粧箱サイズは、W:242mm X D:88mm X H:69mmです。