

お客様各位

ノロウイルス抗原キット
「**イムノエース[®]ノロ**」 新発売のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、ノロウイルス抗原キット「**イムノエース[®]ノロ**」を発売することとなりました。

詳細は下記およびリーフレット、または弊社担当者からの情報提供にてご確認ください。

今後とも、より優れた製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 発売スケジュール

- 受注開始日：2020年 10月 28日 (水)
- 初回出荷日：2020年 11月 2日 (月)
- 発 売 日：2020年 11月 4日 (水)

■ 製品詳細

体外診断用医薬品 製造販売承認番号 30100EZX00002000

カタログ番号 (JANコード)	製品名	入り数	希望小売価格 (税別)
IANR1810 (4987815018108)	イムノエース[®]ノロ 10テスト	10テスト	14,000 円
IANR1880 (4987815018801)	イムノエース[®]ノロ 検体抽出液	10本	5,000 円

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：糞便中のノロウイルス抗原の検出（ノロウイルス感染の診断の補助）
- 有効期間：24ヶ月（製造後）
- 貯蔵方法：2～30℃で保存
- 保険点数：ノロウイルス抗原定性 150点 [区分：D012 25]
以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に算定する。
 - ア 3歳未満の患者
 - イ 65歳以上の患者
 - ウ 悪性腫瘍の診断が確定している患者
 - エ 臓器移植後の患者
 - オ 抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者[令和2年4月1日より適用]
- 判定時間：10～15分
- 付属スワブ：スポンジスワブ
- 個装サイズ：<10テスト> [W] 242mm × [D] 88mm × [H] 99mm
- 元梱入り数：<10テスト> 20箱

- スワブの輸送用チューブを付属しています。
- イムノエース[®]ノロの検体抽出液・ノズル・スワブは本品のみの専用品です。

以上