

お客様 各位

「鼻汁鼻かみ液採取用シート」 新発売のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、「鼻汁鼻かみ液採取用シート」を発売することとなりました。イムノエース®Fluの検査で、鼻汁鼻かみ液を採取する場合に使用します。詳細は下記、または弊社担当者へお問い合わせください。

今後とも、より優れた製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

■ 発売スケジュール

- 受注開始日：2021年 6月 10日 (木)
- 初回出荷日：2021年 6月 14日 (月)
- 発 売 日：2021年 6月 16日 (水)

■ 製品詳細

カタログ番号 (JANコード)	製品名	包装	希望小売価格 (税別)
ACST7301 (4987815073015)	鼻汁鼻かみ液採取用シート	50シート	1,150 円
製品画像 左側：包装 中央：本体① 右側：本体②	 2辺をL字に糊付けしており、その内側で採取する設計です。		
	包装サイズ	[W] 165mm × [H] 260mm × [D] 15mm	有効期間 なし
本体サイズ	[W] 100mm × [H] 100mm	貯蔵方法	2 ～ 30℃
対象製品	イムノエース®Flu	元梱入り数	120袋
採取方法	問診により、鼻汁(鼻水)の採取が可能と判断された患者に対して、本製品を手渡し、それに患者自身で鼻をかんでもらいます。得られた鼻汁鼻かみ液の一部をキット付属のスワブで拭き取って検体とします。(イムノエース®Flu添付文書より抜粋)		