

お客様各位

「鼻腔用滅菌綿棒 (POM軸) 110本」 新発売のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、新型コロナウイルスPCR検査の検体採取にも使用可能な「鼻腔用滅菌綿棒 (POM軸) 110本」を発売することとなりました。詳細は下記または弊社DMRからの情報提供にてご確認ください。

今後とも、より優れた製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

■ 発売スケジュール

- 受注開始日：2020年 8月 24日 (月)
- 発 売 日：2020年 8月 28日 (金)

■ 製品詳細

カタログ番号 (JANコード)	製品名	入り数	希望小売価格 (税別)		
ACSW7017 (4987815070175)	鼻腔用滅菌綿棒 (POM軸) 110本	110本	5,500 円		
製品画像 上：外 観 下：包装時					
	材質	綿球：レーヨン 軸：ポリアセタール (POM)	寸 法	スワブ全長：156.0±3.0mm 綿球直径： 3.0±1.0mm	
包 装	箱包装 (1本個包装×10本結束×11束) [寸法] W：205mm X D：145mm X H：55mm		有効期間	3年 (製造後)	
特 徴	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス検査の検体採取にも使用可能 ・弊社販売の「スワブ輸送用チューブ」への装着も可能 		貯蔵方法	常温	

■ 「2019-nCov(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」抜粋(厚生労働省)

【検体採取時の留意点】 鼻咽頭ぬぐい液

滅菌綿棒 (フロックスワブや材質にレーヨンやポリエステルを含む綿棒など。吸水性の強い綿等で作られた綿棒では、溶媒に懸濁した際に綿棒から放出されるウイルス量が減る可能性がある。同様に木製の柄による吸水も問題となることがあり、柄も含めて吸水性が少ない化学繊維等でできた綿棒を推奨。鼻腔用の細いもの) を鼻孔から挿入し… [以下省略]

以上