

お客様各位

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット
「**イムノエース® Strep A Neo**」 新発売のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット「**イムノエース® Strep A Neo**」を発売することとなりました。詳細は下記またはリーフレットにてご確認ください。

今後とも、より優れた製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 発売スケジュール

- 受注開始日：2020年 8月 31日 (月)
- 発 売 日：2020年 9月 4日 (金)

■ 製品詳細

体外診断用医薬品 製造販売承認番号 30100EZ00015000

カタログ番号 (JANコード)	製品名	入り数	希望小売価格 (税別)
IAST1710 (4987815017101)	イムノエース® Strep A Neo 10テスト	10テスト	9,000 円
IAST1720 (4987815017200)	イムノエース® Strep A Neo 30テスト	30テスト	27,000 円
IAST1730 (4987815017309)	イムノエース® Strep A Neo 30テスト (輸送用スワブ付)	30テスト	27,600 円
IAST1780 (4987815017804)	イムノエース® Strep A Neo 試薬1,2セット	10本	6,000 円

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：咽頭ぬぐい液中のA群ベータ溶血連鎖球菌抗原の検出 (A群連鎖球菌感染の診断の補助)
- 有効期間：18ヶ月 (製造後)
- 貯蔵方法：2℃～30℃で保存
- 保険点数：A群β溶連菌迅速試験定性 127点 [区分：D012 18]
(細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験定性の所定点数のみを算定する。)
[令和2年4月1日より適用]
- 判定時間：5分
- 付属スワブ：<10テスト・30テスト> 咽頭・角結膜用BRスワブE
<30テスト (輸送用スワブ付)> 咽頭・角結膜用BRスワブE (輸送用)
- 個装サイズ：<10テスト> [W] 242mm × [D] 88mm × [H] 99mm
<30テスト・30テスト (輸送用スワブ付)> [W] 236mm × [D] 226mm × [H] 104mm

- イムノエース® Strep A Neo の抽出試薬は本品のみの専用品です。
- 従来品のイムノエース® Strep Aも現時点では販売を継続します。

以上