

お客様 各位

ヒトメタニューモウイルスキット
「**イムノエース hMPV**」10テスト
ヒトメタニューモウイルスキット
「**イムノエース hMPV**」テストプレート10テスト
新発売のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、ヒトメタニューモウイルスキット「**イムノエース hMPV**」10テストおよびテストプレート10テストを発売することとなりました。

これに伴い、**現在販売中の5テストおよびテストプレート5テストは、販売終了とさせていただきます。**

詳細は下記、または弊社担当者からの情報提供にてご確認ください。販売終了に伴ってご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、より優れた製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 発売スケジュール

- 受注開始日：2021年 8月 3日 (火)
- 初回出荷日：2021年 8月 6日 (金)
- 発 売 日：2021年 8月 10日 (火)

5テストおよびテストプレート5テストは、
8月 2日 (月) を最終受注日とさせていただきます。
その後のご注文は一切お受けできませんので、十分ご注意ください。

■ 製品詳細

体外診断用医薬品 製造販売承認番号 22700EZ00027000

カタログ番号 (JANコード)	製品名	包装単位	希望小売価格 (税別)
IAHM1640 (4987815016401)	イムノエース hMPV 10テスト	10テスト	14,000 円
IAHM1650 (4987815016500)	イムノエース hMPV テストプレート 10テスト	10テスト	10,000 円

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液中のヒトメタニューモウイルス抗原の検出
(ヒトメタニューモウイルス感染の診断の補助)
- 有効期間：27ヶ月 (製造後)
- 貯蔵方法：2～30℃で保存
- 判定時間：3～5分
- 付属スワブ：鼻腔用BRスワブEN ※ テストプレート製品には付属していません。
- 個装サイズ：<10テスト> [W] 242mm × [D] 88mm × [H] 69mm
<テストプレート 10テスト> [W] 125mm × [D] 70mm × [H] 45mm
- 元梱入り数：<10テスト> 30箱，<テストプレート 10テスト> 100箱

- **輸送用スワブ付包装については、10テストからの包装変更はございません。**
【カタログ番号】IAHM1620 【製品名】イムノエース®hMPV 10テスト (輸送用スワブ付)