

お客様 各位

インフルエンザウイルスキット
「**イムノエース[®] Flu** テストプレート」通常販売のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、昨年末に予約販売いたしましたインフルエンザウイルスキット「**イムノエース[®] Flu**」のテストプレート製品を通常販売することとなりました。

詳細は下記および弊社担当者からの情報提供にてご確認願います。

今後とも、より優れた製品を提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ ご注文方法

通常販売ですので、お取引のある販売代理店ご担当者様へご確認ください。

■ 発売スケジュール

受注開始日：2021年 7月 27日 (火)

出荷開始日：2021年 7月 30日 (金)

■ 製品詳細

体外診断用医薬品 製造販売承認番号 22000AMX01876000

カタログ番号 (JANコード)	製品名	包装単位	希望小売価格 (税別)
IAFL0540 (4987815005405)	イムノエース[®] Flu テストプレート 10テスト	10テスト	5,000 円

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：鼻腔吸引液、鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻汁鼻かみ液又は咽頭ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出（インフルエンザウイルス感染の診断の補助）
- 有効期間：27ヶ月（製造後）
- 貯蔵方法：2～30℃
- 保険点数：インフルエンザウイルス抗原定性139点（発症後48時間以内に実施した場合に限る。）[区分：D012 22]
- 判定時間：3～5分
- 個装サイズ：[W] 125mm × [D] 70mm × [H] 45mm
- 元梱入り数：100箱

● 本品は、テストプレートだけの製品で、スワブ、検体抽出液、ノズルは付属していません。

	SARS-CoV-2	Flu	アデノ	hMPV	RSV Neo	Flu/RSV
鼻咽頭ぬぐい液	←	←	←	←	←	←
鼻腔ぬぐい液	←	←				
鼻腔吸引液		←	←	←	←	←
咽頭ぬぐい液		←	←	←		
鼻汁鼻かみ液		←				

具体的な検体の採取部位等は各キットの添付文書をご参照ください。