

お客様 各位

SARSコロナウイルス抗原キット 「イムノエース[®] SARS-CoV-2 Saliva 10テスト」新発売のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原検査キットにおきまして、唾液を適用検体種とする新製品「イムノエース[®] SARS-CoV-2 Saliva 10テスト」を発売することとなりました。

詳細は、下記およびリーフレット、または弊社担当者からの情報提供にてご確認ください。

今後も、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

謹白

記

■ 発売スケジュール

- 受注開始日：2022年 4月 19日 (火)
- 初回出荷日：2022年 4月 22日 (金)
- 発 売 日：2022年 4月 25日 (月)

■ 製品詳細

体外診断用医薬品 製造販売承認番号 30400EZ00024000

製品名	規 格	カタログ番号 (JANコード)
イムノエース [®] SARS-CoV-2 Saliva	10テスト	IASS2110 (4987815021108)

測定原理：免疫クロマトグラフ法
 使用目的：唾液中のSARS-CoV-2抗原の検出 (SARS-CoV-2感染の診断の補助)
 有効期間：6ヶ月 (製造後)
 貯蔵方法：2~30℃で保存
 判定時間：~20分 (本品は20分で判定を実施してください。但し20分より前でも判定部 [T] 及び [C] の両方にラインが認められた場合には陽性と判定してください。)
 キット構成：テストプレート、検体抽出液、スワブ、ノズル
 個装サイズ：[W] 242mm × [D] 88mm × [H] 69mm

● 検査実施に必要な唾液採取用の滅菌容器は付属していません。(下記の別売品をご用意しております。)

■ 別売品詳細

製品名	規 格	カタログ番号 (JANコード)
[別売品] 唾液採取用容器	10本	ACSW7019 (4987815070199)

有効期間：3年 (製造後)
 個装サイズ：[W] 202mm × [D] 102mm × [H] 64mm