

関係者 各位

SARSコロナウイルス抗原キット  
「**イムノエース® SARS-CoV-2 Saliva**」検体 (唾液) の採取方法 追加のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、先般、弊社ウェブサイトにてお知らせさせていただきましたが、新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 抗原検査キット「**イムノエース® SARS-CoV-2 Saliva**」につきまして、電子化された添付文書を改訂いたしました。改訂内容といたしましては、検体 (唾液) の採取方法に、「口腔採取法」が追加されました。

今回の検体 (唾液) の採取方法追加は、これまでに販売させていただきました本製品すべてに適用となります。

なお、今回の電子化された添付文書の改訂に伴う、カタログ番号・JANコードおよび価格の変更はございません。

今後も、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

■ 検体 (唾液) の採取方法 【口腔採取法】

舌先を上あごに押し当て口腔底に唾液を溜めます。  
溜めた唾液にキット付属のスワブを10秒以上浸し、  
その後5回以上回転させながら綿球全体に浸みわたらせてください。

[ 電子化された添付文書より作成 ]



■ 対象製品

製品名	規格	カタログ番号 (JANコード)
<b>イムノエース® SARS-CoV-2 Saliva</b>	10テスト	IASS2110 (4987815021108)
	10テスト (2次元コード付)	IASS2120 (4987815021207)

■ 注意事項

今回の検体 (唾液) の採取方法追加は、これまでに販売させていただきました本製品すべてに適用となります。

■ 電子化された添付文書の閲覧方法

専用アプリ「添文ナビ」を利用し、イムノエースSARS-CoV-2 Salivaの製品化粧箱や以下に記載されているGS1バーコードを読み取ると、電子化された添付文書を閲覧できます。

< イムノエースSARS-CoV-2 Saliva 電子化された添付文書 (第4版) >



(01)04987815021108

「添文ナビ」に関しましては、日薬連のホームページをご参照ください。

<http://www.fpmaj.gr.jp/Library/eMC/index.htm>