

お客様 各位

## A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット 「**イムノエース<sup>®</sup> Strep A Neo (Type A)**」新発売のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット「**イムノエース<sup>®</sup> Strep A Neo**」におきまして、2つの試薬が別分注の規格となる「**Type A**」を発売することとなりました。

これに伴い、現在販売中の「**イムノエース<sup>®</sup> Strep A**」は、在庫限りで販売終了とさせていただきます。

詳細は下記およびリーフレット、または弊社担当者からの情報提供にてご確認ください。

今後も、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### ■ 発売スケジュール

- 受注開始日：2022年 6月 7日 (火)
- 初回出荷日：2022年 6月 10日 (金)
- 発 売 日：2022年 6月 13日 (月)

### ■ 製品詳細

体外診断用医薬品 製造販売承認番号 30100EZ00015000

製品名	規 格	カタログ番号 (JANコード)	希望小売価格 (税別)
<b>イムノエース<sup>®</sup> Strep A Neo</b>	10テスト (Type A)	IAST1740 (4987815017408)	9,000 円
	30テスト (Type A)	IAST1750 (4987815017507)	27,000 円
	30テスト (輸送用 スワブ付・Type A)	IAST1760 (4987815017606)	27,600 円
[別売品] イムノエース <sup>®</sup> Strep A Neo 試薬1,2セット (Type A)		IAST1790 (4987815017903)	6,000 円

測定原理：免疫クロマトグラフ法  
 使用目的：咽頭ぬぐい液中のA群ベータ溶血連鎖球菌抗原の検出 (A群連鎖球菌感染の診断の補助)  
 有効期間：18ヶ月 (製造後)  
 貯蔵方法：2~30℃で保存  
 判定時間：5分  
 キット構成：【 10テスト・30テスト 】  
                  テストプレート、試薬1、試薬2、咽頭・角結膜用BRスワブE、ノズル  
                  【 30テスト (輸送用スワブ付) 】  
                  テストプレート、試薬1、試薬2、咽頭・角結膜用BRスワブE (輸送用)、ノズル  
 試薬構成：<試薬1> 亜硝酸ナトリウム溶液 (抽出容器に分注済み)  
                  <試薬2> 酢酸溶液 (点眼瓶)  
 個装サイズ：【 10テスト 】 [W] 242mm × [D] 88mm × [H] 69mm  
                  【 30テスト・30テスト (輸送用スワブ付) 】 [W] 223mm × [D] 187mm × [H] 93mm  
● イムノエース<sup>®</sup> Strep A Neo (Type A)の抽出試薬は、イムノエース<sup>®</sup> Strep A Neoのみの専用品です。  
● 従来品のイムノエース<sup>®</sup> Strep Aは在庫限りで販売終了となります。