

お客様 各位

SARSコロナウイルス抗原キット
インフルエンザウイルスキット
「**イムノエース[®] SARS-CoV-2/Flu**」新発売のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原検査キット/インフルエンザウイルスキット

「**イムノエース[®] SARS-CoV-2/Flu**」を発売することとなりました。

本製品の詳細は、下記およびリーフレット、または弊社担当者からの情報提供にてご確認ください。

なお、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原検査キットの需要が高まっていることにより、発売後すぐに出荷調整になる可能性もございます。ご了承ください。

今後も、弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 発売スケジュール

- 受注開始日：2022年 8月 3日 (水)
- 初回出荷日：2022年 8月 8日 (月)
- 発 売 日：2022年 8月 10日 (水)

■ 製品詳細

体外診断用医薬品 製造販売承認番号 30400EZ00008000

製品名	規格	カタログ番号 (JANコード)	希望小売価格 (税別)
イムノエース[®] SARS-CoV-2/Flu	10テスト	IASF2210 (4987815022105)	18,000円

- 測定原理：免疫クロマトグラフ法
- 使用目的：鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2抗原、A型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出
(SARS-CoV-2感染又はインフルエンザウイルス感染の診断の補助)
- 有効期間：12ヶ月(製造後)
- 貯蔵方法：2~30℃で保存
- 判定時間：~15分(本品は15分で判定を実施してください。但し15分より前でも判定部 [T] 又は [A] 又は [B] 及び [C] の両方にラインが認められた場合には陽性と判定してください。)
- キット構成：テストプレート、検体抽出液、鼻腔用BRスワブ、ノズル
- 個装サイズ：[W] 286mm × [D] 84mm × [H] 67.5mm

● 鼻咽頭ぬぐい液の場合、イムノエースシリーズ(SARS-CoV-2 II・Flu・アデノ・hMPV・RSV Neo)と検体共用が可能です。

	SARS-CoV-2/Flu	SARS-CoV-2 II	Flu	アデノ	hMPV	RSV Neo
鼻咽頭ぬぐい液	●	●	●	●	●	●
鼻腔ぬぐい液	●	●	●			

具体的な検体の採取部位等は各キットの添付文書をご参照ください

以上