



医療関係者 各位

2025 年 7 月 28 日

株式会社タウンズ

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島 761-1

陽性コントロール 自主回収のお知らせとお詫び

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度、弊社が販売しております「陽性コントロール Flu」、「陽性コントロール アデノ」、「陽性コントロール RSV」および「陽性コントロール マイコプラズマ」の4製品につきまして、製品に含まれるアジ化ナトリウムの濃度が毒物及び劇物取締法の毒物に該当することが確認されたため、当該製品について自主回収を開始いたします。

医療関係者の皆様へは、多大なるご迷惑をお掛けいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます。

今後、これまで以上に管理を徹底し、同様の事象を発生させないように努めて参ります。

謹白

記

■ 回収の経緯

凍結乾燥品中のアジ化ナトリウム濃度が、毒物及び劇物取締法における毒物に該当することが確認されたため、当該製品を自主回収いたします。

■ 対象製品について

製 品 名	規 格	カタログ番号 (JAN コード)
陽性コントロール Flu	A 型・B 型 各 1 本	ACPC7101 (4987815071011)
陽性コントロール アデノ	1 本	ACPC7102 (4987815071028)
陽性コントロール RSV	1 本	ACPC7103 (4987815071035)
陽性コントロール マイコプラズマ	1 本	ACPC7105 (4987815071059)

SI250728AA

■ 製品（凍結乾燥品中）におけるアジ化ナトリウム濃度

製 品 名	アジ化ナトリウム濃度
陽性コントロール Flu	A 型：3.96～4.11% / B 型：3.07～3.43%
陽性コントロール アデノ	4.27%
陽性コントロール RSV	4.27%
陽性コントロール マイコプラズマ	4.27%

■ 対象数量およびロット

・対象数量：

・陽性コントロール Flu	A 型・B 型 各 26 本
・陽性コントロール アデノ	39 本
・陽性コントロール RSV	18 本
・陽性コントロール マイコプラズマ	11 本

・対象ロット：2025 年 7 月 28 日時点で使用期限内の全ロット

■ 危惧される具体的な健康被害

含有されているアジ化ナトリウムの量は 0.9mg/本 以下となっており、使用時は 1mL の水で融解し 0.1%以下となり、毒物に該当しない濃度となるため、通常の使用において健康被害を生じる可能性はないものと考えております。

なお、現在までに健康被害の報告は受けておりません。

■ 回収方法

回収方法については、別途、ご連絡させていただきます。

当該製品が回収されるまでの期間は、当該製品を毒物として取り扱い頂くようお願い申し上げます。

[報道関係者からのお問い合わせ先]

株式会社タウンズ 管理本部

TEL：055-957-3090

受付時間 9:00 ～ 17:00 （土・日・祝日・弊社休業日を除く）

[医療関係者等からのお問い合わせ先]

株式会社タウンズ 学術部 / 営業統括部

TEL：0120-048-489（フリーダイヤル）

受付時間 9:00 ～ 17:00 （土・日・祝日・弊社休業日を除く）

以上